

适用于制药和化工行业的声发射在线检测技术



声发射测量技术精确控制颗粒生产制程

Acoustics Emission Measurement for Precise Particle Control

GranuMet XP 是一种全新的概念,它结合了独特的硬件和软件,为制程中的声发射提供完整的解决方案。

GranuMet XP 完全满足医药生产的严格要求,并将自动化信号跟踪和测量验证完全结合在一起。

通过 $OVERLOAD^{TM}$ 软件将 $GranuMet\ XP$ 系统硬件和控制软件完美集成,其特点是配置灵活,简单易用。

造粒 - 干燥 - 混和 - 输送

Granulation Drying Mixing Conveying



典型系统规格

GranuMet XP 系统包括:

- 4 个本安型声发射传感器和前置放大器(EEx ia IIC T4)
- 本安型接口界面(EEx ia IIC T4)
- 高速信号处理硬件
- 高规格桌面或工业 PC
- GranuMet XP 信号处理软件。 可定量、定性模式识别和自动化 验证。具有 DCS 接口,并符合 21CFR part 11 和 GAMP 4 规范
- **OVERLOAD**TM 拖放式应用配置 软件

典型应用

- 高剪切造粒终点检测
- 流化床造粒终点检测
- 流化床干燥
- 研磨控制
- 喷雾干燥/结晶喷嘴控制
- 搅拌及混和控制
- 粉磨控制
- 旋风分离器效率

系统构成 py by 传感器 直接安装在被测容器的外表面上 GranuMet XP 声发射信号调节系统 GranuMet XP

制药业颗粒精确生产新水平

声发射信号是物理或化学过程释放的高频声音信号。例如颗粒冲击,气体湍流,气体演变,发酵,气蚀和多相流等过程都会释放出声音信号。


建模和统计过程控制软件

即使在最嘈杂的工业环境中,制程中的声发射信号也可以被高频信号传感器检测到,这是因为传感器对外界声音是免疫的。

相对其他入侵式测量来说,声发射对动态事件的响应使它适合过程控制。由于具有高度灵敏性,即使最安静的制程释放的信号也可以被检测到。

GranuMet XP 主要益处

- 本安型设备(EEx ia IIC T4) 直接安装在现场,无需额外保护
- 非入侵式传感器
 低成本安装,最小清洁要求
- **实时响应** 能够即时反馈制程控制信号
- 超快的信号处理 可有效监控快速过程
- **内建测量验证系统** 能够在生产运行前后进行系统 验证
- **应用快速配置** 采用 OVERLOAD™ 拖放式应用
 配置软件
- **维护质量控制** 成熟的模式识别方法可识别终 点条件和生产故障
- **遵循规范** 符合制药业 21 CFR part 11 规 范



OVERLOAD 应用软件

造粒终点

造粒过程常用于制药生产中改善粉体的流动性和压缩性。高剪切和流化床是最常用的技术。造粒的质量取决于操作条件和处理时间。

造粒的终点就是颗粒达到期望并需要停止过程的那个点。 造粒 不充分会导致颗粒易脆,流动性较差。过渡造粒会造成粒子过多,从 而压缩性不好。

造粒终点的确定很重要,因为物料基本上不能重新被加工。使用 GranuMet XP,可快速准确的达到造粒终点。

解答您的问题

什么是声发射?

什么是声发射技术(AET)?

声发射技术的益处是什么?

声发射技术可以用来做什么?

怎样可以了解更多声发射技术?

谁是过程分析及自动化公司(PAA)?



所有的生产过程都有声发射现象。声发射是造粒机,流化床干燥机和其它造 粒设备内颗粒运动发出的超声波信号。声发射信号反映出很多关于颗粒特性,密 度和速度等诸多信息。这些属性的改变可以从相对应的声发射信号中提取出来。

虽然人们了解声发射的院里很久了,但是只到近几年随着计算机技术的进步,实时信号分析并控制制程才成为可能。声发射技术包括变换器,放大器,数据采集,信号处理和模式识别等几部分。

声发射技术是非入侵式,快速易安装的,是本安型设计。这意味着成本比较低,可以安装在规定区域,而无需净化和防爆处理。非入侵式传感器防污染保护也不需要内部清洁。声发射技术提供实时的制程中的信息,是理想的制程控制应用技术。

在制药行业,声发射技术用于造粒终点确定,监测干燥机的性能,故障监测和实时质量控制。其它行业应用包括检测生产聚烯烃的流化床反应器中的未知结块,旋风分离器效率监测,以及粉体处理厂故障调节侦测。

要了解更多的声发射技术知识,您可以从 PAA 公司和德芮克公司网站上下载 该技术的应用资料。我们也很乐意通过电子邮件,电话或访问您来讨论您的应用。

PAA 公司成立于 1992 年,她是由英国 BP 公司过程分析团队为基础创立的。

公司核心成员是测量,控制和自动化方面的专家,具有非常丰富的经验。通过研究,开发,设计和制造,PAA公司专家可为制药和化工行业新颖的工业解决方案。由于贴近工业实际,PAA公司快速发展,开发了很多新的技术来满足客户的需要。



Falcon House, Fernhill Road, Farnborough, Hampshire,

GU14 9RX, UK

Tel: +44 (0)1252 373000 Fax: +44 (0)1252 371922 Web: www.paa.co.uk Email: info@paa.co.uk